











Dr.GOOS egyéb eszközök

	Röntgen védőkesztyű 5 ujjas műa.(0,25-0,50 Pb) „M”			
	Röntgen védőkesztyű, kék színű. Hajlékony, kerekített ujjakkal, pamutkesztyűvel. Anyag: varrat nélküli, mártott ólomgumi. Védelem: 0,50 mm Pb, Hossz: 40 cm			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
940 GL 025	Rtg védőkesztyű 5 ujj, univerzális méret, 0,25 mm Pb, 1pár	pár !		61 700
940 GL 035	Rtg védőkesztyű 5 ujj, univerzális méret, 0,35 mm Pb, 1pár	pár !		61 700
940 GL 050	Rtg védőkesztyű 5 ujj, univerzális méret, 0,5 mm Pb, 1pár	pár !		61 700
940 KLH 5040	Rtg "vinil" védőkesztyű "M" 5 ujj, műa.borítás KLH (kék) 0,50Pb 1pár	pár !		153 000
	Röntgen sebészeti védőkesztyű 1 ujjas (nyitott tenyérrel)			
	Sebészeti röntgen kesztyűk hüvelykujj védelemmel HC: Alkalmos injekciók beadásához, sebészeti szegelés palpációjához, kis gyermekek tartásához röntgenfelvételeknél. Nagyobb rugalmasság a varrott kivitelezésnek köszönhetően. Oldalt van a varrás, hogy tartósabb legyen. Védelmet nyújt a hüvelykujjnak. Anyag: SupraNorm (normál); Védelem: 0,50 mm Pb Méretek: közepes = 10; Standard szín: királykék			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
940 GL 150	Rtg seb.védőkesztyű 1ujjas tenyér nyit. "10" 1pár 0,50 Pb	pár !		38 200
	Sebészeti műtős kesztyű 5 ujjas (lágy gumi)			
	Sebészeti műtős kesztyű OP: Az egészségügyben mindig szigorú minőségi követelményekre lett ez a röntgen védőkesztyű kifejlesztve. Megfelel az EN 420, EN 374-2 és DIN 6845/IEC 1331-1. Felhasználási terület: szív katéter diagnosztika, korona angio-plasztika, angio, kardiológia. Anyag: Lágy gumi. Steril, ólommentes és nem mérgező, jól illeszkedik, kiemelt érzékelés és ujj kidolgozás, finoman kidolgozott felső rész, jól nyújtható, egyszer használatos termék. Védelem: 0,1 mm Pb-nek megfelelő védőanyag. Méretek XS=7,0 S=7,5 M=8, L=8,5, XL=9			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
940 SG 70XS	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "7,0" 1pár 0,1Pb	pár !		15 800
940 SG 75S	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "7,5" 1pár 0,1Pb	pár !		15 800
940 SG 80M	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "8,0" 1pár 0,1Pb	pár !		15 800
940 SG 85L	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "8,5" 1pár 0,1Pb	pár !		15 800
940 SG 90XL	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "9,0" 1pár 0,1Pb	pár !		15 800
	Röntgen védőszemüveg			
	Ólom-egyenérték a front részen: 0.5 és 0.75 Pb, oldalsó részen (ahol van) 0,5 Pb.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
941 RSB 01	Rtg védőszemüveg műa.keret front=0,75Pb	db !		49 400
941 RSB 02	Rtg védőszemüveg műa.keret front=0,75Pb, oldal=0,50Pb (90gr)	db !		60 800
941 RSB 11	Rtg védőszemüveg műa.keret, front=0,75Pb, szemüveg felett hordható	db !		88 800
941 RSB 12	Rtg védőszemüveg műa.domború keret, front=0,75Pb rögzítópánttal	db !		79 700
941 RSB 13	Rtg védőszemüveg műa. keret, állítható szár, front=0,75Pb rögzítópánttal	db !		83 500
941 RSB 14	Rtg védőszemüveg átlátszó műa. keret, front=0,75Pb, rögzítópánttal	db !		79 700
	Pajzsmirigyvédő gallér			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
	Alkalmazás: ott, ahol hosszabb időre tesznek ki röntgensugárzásnak pacienst, pl. szívkatéterezés, angiográfia, csontszegezés, combnyaktörés stb.			
945 TC HK35	Rtg pajzsmirigyvédő gallér "HK" kicsi (40-52cm) 0,35 Pb - Könnyített	db !		14 400
945 TC HK50	Rtg pajzsmirigyvédő gallér "HK" kicsi (40-52cm) 0,50 Pb - Könnyített	db !		14 400
945 TC HKS35	Rtg pajzsmirigyvédő gallér "HKS",nyak: 40-52cm, 0,35 Pb - Könnyített	db !		21 100
945 TC HKS35S	Rtg pajzsmirigyvédő gallér "HKS" nyak: 38-45cm, 0,35 Pb - Könnyített	db !		18 700
945 TC HKS50	Rtg pajzsmirigyvédő gallér "HKS",nyak: 40-52cm, 0,50 Pb - Könnyített	db !		25 000
945 TC HKS50S	Rtg pajzsmirigyvédő gallér "HKS" nyak: 38-45cm, 0,50 Pb - Könnyített	db !		22 600

945 TCH 20090	Higiénia gallér (pajzsmirigyvédőhöz, mosható, pamut, 1 db) - kék	db	!	11 500
945 TCH 2009E	Higiénia pajzsmirigyvédő tok, eldobható, 20 db-os készlet	db	!	13 400
	Röntgen arcvédő maszk			
	Sugárvédelem a fej részére, átlátszó, könnyű ólom-akrilüvegből. Könnyen állítható és alkalmazható bármilyen fejméretre. Ólom-egyenérték a front részen: 0.1 Pb.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
941 RSB 309	Röntgen arcvédő maszk (Visier) 0,1 Pb	db	!	163 000
	Gonadvédő félkötény három féle rögzítéssel			
	A betegeknek a gonád és annak környékének védelmére röntgen vizsgálatkor. Védelem: 0,50 mm Pb, standard szín: királykék. Különböző méretekben, három féle rögzítéssel. <ul style="list-style-type: none"> o Derék-csíptetővel (alap) az egyszerűen fel-, és levetendő o Tépőzáras kivétel különösen gyermekeknek ajánlott o Kapcsos övvel 			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
942 GPC 202550	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 20x25/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	25 000
942 GPC 303050	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 30x30/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	27 800
942 GPC 374550	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 37x45/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	31 700
942 GPC 405050	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 40x50/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	38 400
942 GPC SET	Gonadvédő szett 0,5 Pb (derék-csíptetővel) 4 db	db	!	105 000
942 GPK 202550	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 20x25/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	25 000
942 GPK 303050	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 30x30/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	27 800
942 GPK 374550	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 37x45/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	31 700
942 GPK 405050	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 40x50/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	38 400
942 GPK SET	Gonadvédő szett 0,5 Pb (kapcsos övvel) 4 db	db	!	105 000
942 GPT 202550	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 20x25/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	25 000
942 GPT 303050	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 30x30/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	27 800
942 GPT 374550	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 37x45/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	31 700
942 GPT 405050	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 40x50/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db	!	38 400
942 GPT SET	Gonadvédő szett 0,5 Pb (tépőzárral) 4 db	db	!	105 000
	Gonadvédő flexibilis - T-alakú			
	Flexibilis gonád-védő (T-schild). Közepén egy tépőzárral kapszulává formálható. A tépőzár a külső felületén található, a belső fele SupraTex-anyagból készült, ezért könnyen tisztítható és fertőtleníthető. Fertőtlenítés „SupraPflege“-el (rendelhető).			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
943 FTS 1TS	Flexibilis gonadvédő T-alakú "S" férfiak részére 1,0Pb piros	db	!	17 800
943 FTS 2TM	Flexibilis gonadvédő T-alakú "M" férfiak részére 1,0Pb zöld	db	!	20 600
943 FTS 3TL	Flexibilis gonadvédő T-alakú "L" férfiak részére 1,0Pb sötétkék	db	!	23 500
943 FTS SET	Flexibilis "T" gonadvédő szett férfiak részére 3 db	db	!	52 300
943 HTS 4020	Higiénia tasak (eldobható) 100 db-os "S" méret	db	!	4 320
943 HTS 4021	Higiénia tasak (eldobható) 100 db-os "M" méret	db	!	4 320
943 HTS 4022	Higiénia tasak (eldobható) 100 db-os "L" méret	db	!	4 320
943 HTS 4129	Higiénia szett (eldobható) három méretben, 3x100 db-os	db	!	10 600
	Petefészekvédő lapok			
	Röntgen vizsgálatokkor alkalmazandó a medence területén, különösen a hátgerinc felvételeknél. Védelem (Pb): 1 mm. Borítóanyag: PVC			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
944 OP0	Petefészek védő lap (PVC) OP 0 (újszülött) 1mm Pb	db	!	9 120
944 OP1	Petefészek védő lap (PVC) OP I (4 év alatt) 1mm Pb	db	!	10 100
944 OP2	Petefészek védő lap (PVC) OP II (4-8 év) 1mm Pb	db	!	11 000
944 OP3	Petefészek védő lap (PVC) OP III (8-12 év) 1mm Pb	db	!	12 000
944 OP4	Petefészek védő lap (PVC) OP IV (12-16 év) 1mm Pb	db	!	12 500
944 OP5	Petefészek védő lap (PVC) OP V (16 év felett) 1mm Pb	db	!	13 900
944 OP5 SET	Petefészek védő szett 5 db-os (PVC) OP I-V-ig	db	!	47 500

	Petefészekvédő pajzsok (3 db-os)			
	Flexibilis petefészek védő. A szett tartalma: 3 különböző méretű védő tépőzáras övvel. Védelem (Pb): 1 mm Szín: méret szerint változó			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
944 OS 3SET	Petefészek védő pajzsok övvel 3 db-os (PVC) 1,0Pb	db	!	37 000
	Emlő mirigy védelem, fejjvédő és ólomtakaró			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
948 BR GIRL	Emlő mirigy védelem 0,50 Pb kislány részére	db	!	14 400
948 BR WOMEN	Emlő mirigy védelem 0,50 Pb nők részére	db	!	21 600
948 CAP 025	Fejjvédő 0,25 mm Pb	db	!	43 200
948 CAP 035	Fejjvédő 0,35 mm Pb	db	!	55 200
948 CAP 050	Fejjvédő 0,50 mm Pb	db	!	67 200
948 PO 10025	Páciens ólom takaró 100x60 cm 0,25 Pb	db	!	69 600
948 PO 10050	Páciens ólom takaró 100x60 cm 0,50 Pb	db	!	98 400
	Védőkabát és kötény gyermekek részére			
	A gyermek röntgenvédőkabát minden oldalon a lehető legnagyobb védelmet nyújtja a gyermekek számára. Standard szín: elefánt mintás Anyag: PVC borítással. Rögzítés: tépőzáras.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
946 CLM 5050S	Gyermek védőkabát hátul zárt "S" 50/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db	!	68 200
946 CLM 6050M	Gyermek védőkabát hátul zárt "M" 60/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db	!	71 000
946 CLM 7050L	Gyermek védőkabát hátul zárt "L" 70/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db	!	74 900
946 KCA 5050S	Gyermek védőkötény "S" 50/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db	!	112 000
946 KCA 6050M	Gyermek védőkötény "M" 60/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db	!	118 000
946 KCA 7050L	Gyermek védőkötény "L" 70/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db	!	126 000
	Fogászati védőkötények			
	Fogászati védőkötény (D): Pácienseknek a fogfelvételekhez, különösen a fogállomány felvételéhez. Könnyen felvehető, és a nyakon zárható. Fogászati védőkötény (DR): Pácienseknek a fogfelvételekhez, meghosszabbított hátvédővel (gerinc-védelemmel). Panoráma illetve koponyafelvételekhez is ajánlott. Panorámakötény(PA): fog- és állkapocsfelvételek készítéséhez panoráma illetve oldalsó koponyafelvételek készítésekor alkalmazandó. Széleskörben használható, és minden oldalról védelmet biztosít. Nagyon rugalmas, 0,5 mm-es védelemmel készült.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
947 2D 704550	Fogászati kötény (D) méret: 70x45 Pb:0,50 (SupraNorm) gyermek	db	!	53 300
947 2D 906050	Fogászati kötény (D) méret: 90x60 Pb:0,50 (SupraNorm) felnőtt	db	!	71 000
947 2DR 604550	Fogászati kötény (DR) +gerinc védelem 60x45 Pb:0,50 (SupraNorm)	db	!	66 200
947 2DR 806050	gyermekFogászati kötény (DR) +gerinc védelem 80x60 Pb:0,50 (SupraNorm)	db	!	85 900
947 DA 224500	Fogászati védőkötény (DA) +pajzsmirigy védő (kék) 50x76/35 Pb felnőtt	db	!	36 600
947 DA 224501	Fogászati védőkötény (DA) +pajzsmirigy védő (kék) 40x64/35 Pb	db	!	26 400
947 PA 224520	gyermekFogászati panoráma kötény gerinc védelemmel (kék) 53x67/35 Pb felnőtt	db	!	58 600
947 PA 224521	Fogászati panoráma kötény gerinc védelemmel (kék) 46x56/35 Pb	db	!	48 100
947 PA 709050	gyermekRtg panoráma kötény (PA) méret: 70x90 cm Pb:0,50 (SupraNorm)	db	!	101 000
947 PA 9011050	gyermekRtg panoráma kötény (PA) méret: 90x110 cm Pb:0,50 (SupraNorm)	db	!	125 000
	Röntgen védőruha tárolók			
	Köténytartó WM: Könnyű a védőruha fel-, illetve leakasztása. A kötényt rácsúsztatjuk a vállunkról a tartóra, és ugyanilyen könnyű felvenni. Más típusú kötényekhez is alkalmas. Méret: 275 x 150 mm Mozgatható állvány: az állvány többféle méretben készült, 5-6 db, vagy 10 db kötény tárolására. Helytakarékos, mindig kéznél lehet. Stabil, könnyen irányítható, 75 mm-es görgőkkel szerelve. Részletek a honlapon: http://medical-line.hu/mtermek/drgoos_racks.htm			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
950 KT 001	Köténytartó (fali, karos) WM	db	!	37 900

950 KT 002	Köténytartó (fali, karos) kesztyűtartóval WMH	db	!	58 600
950 KT 003	Köténytartó (fali) 1 részes W1M	db	!	29 300
950 KT 004	Köténytartó (fali) 2 részes W2M	db	!	42 200
950 KT 005	Köténytartó (fali) 3 részes W3M	db	!	70 600
950 KT 006	Köténytartó (fali) 4 részes W4M	db	!	92 600
950 KT 007	Köténytartó (fali) 5 részes W5M	db	!	108 000
950 KT 008	Köténytartó (fali) 6 részes W6M	db	!	115 000
950 KT 009	Köténytartó (fali) 10 részes W10M	db	!	159 000
950 KT 012	Szoknyatartó horog 1pár	db	!	8 640
950 KT 013	Szoknya-mellény fali tartó 1 részes	db	!	81 100
950 KT 014	Félkötény-tartó (fali, klamnis köt.hez) 4részes WHSP	db	!	37 900
950 KT 015	Félkötény-tartó (fali, klamnis köt.hez) 1részes WHSP1	db	!	28 300
950 KT 016	Kesztyűtartó fali 1 pár kesztyűhöz WH1	db	!	31 700
950 KT 017	Kesztyűtartó fali 2 pár kesztyűhöz WH2	db	!	40 800
950 KT 018	Kesztyűtartó fali 3 pár kesztyűhöz WH3	db	!	47 000
950 KT 019	Fogászati köténytartó fali WD	db	!	47 000
950 KT 020	Vállfa védőkötényhez	db	!	5 760
950 KT 021	Köténytartó (kerekes) 6 részes W6MF	db	!	257 000
950 KT 022	Köténytartó (kerekes) 10 részes W10MF	db	!	302 000
Röntgen pozicionálók				
	<p>Speciális pozicionálók terápiahoz a diagnosztikához. Poliuretán anyagból, tisztítható borítással. A kofferben lévő komplett szett 10 db tételből áll.</p> <p>A koffer tartalma:</p> <p>1 db kör alakú (81352) 2 db háromszög (81412) 1 db kör alakú (81332) 2 db háromszög (81422) 1 db henger (80592) 2 db ék alakú (81512) 1 db téglalap (81732)</p>			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
953 PA0 222	Rtg pozicionáló - készlet táskában 10 részes	db	!	84 000
953 PA1 702	Rtg pozicionáló - téglalap alakú 36 x 24 x 3	db	!	13 400
953 PA1 712	Rtg pozicionáló - téglalap alakú 18 x 24 x 3	db	!	10 600
953 PA1 722	Rtg pozicionáló - téglalap alakú 36 x 24 x 5	db	!	14 900
953 PA1 732	Rtg pozicionáló - téglalap alakú 18 x 24 x 5	db	!	10 600
953 PA2 342	Rtg pozicionáló - kör alakú 15 x 4	db	!	8 160
953 PA2 352	Rtg pozicionáló - kör alakú 22 x 5	db	!	8 640
953 PA3 332	Rtg pozicionáló - gyűrű alakú 22 x 5	db	!	9 120
953 PA4 362	Rtg pozicionáló - nyak támaszték 32 x 50 x 18	db	!	34 100
953 PA4 382	Rtg pozicionáló - test támaszték 40 x 30 x 18	db	!	29 300
953 PA4 602	Rtg pozicionáló - félhenger alakú 22/11 x 36	db	!	18 700
953 PA4 612	Rtg pozicionáló - félhenger alakú 22/11 x 18	db	!	13 000
953 PA4 622	Rtg pozicionáló - félhenger alakú 15/7,5 x 36	db	!	14 400
953 PA4 632	Rtg pozicionáló - félhenger alakú 15/7,5 x 18	db	!	10 600
953 PA5 502	Rtg pozicionáló - ék alakú 20° 24 x 36 x 07/1	db	!	15 800
953 PA5 512	Rtg pozicionáló - ék alakú 20° 24 x 18 x 07/1	db	!	10 600
953 PA5 532	Rtg pozicionáló - ék alakú 20° 28 x 18 x 10/1	db	!	13 400
953 PA5 552	Rtg pozicionáló - ék alakú 15° 28 x 18 x 08/1	db	!	13 400
953 PA6 492	Rtg pozicionáló - háromszög alakú 45° 60 x 25 x 12,5	db	!	23 500
953 PA7 412	Rtg pozicionáló - háromszög alakú 45° 18 x 24 x 12	db	!	11 000
953 PA7 422	Rtg pozicionáló - háromszög alakú 45° 18 x 10 x 5	db	!	8 160
953 PA7 482	Rtg pozicionáló - háromszög alakú 60 x 30 x 15	db	!	22 100
953 PA8 002	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat felnőtt hátul	db	!	19 700
953 PA8 012	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat gyermek hátul	db	!	17 300
953 PA8 022	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat felnőtt szembe	db	!	18 700
953 PA8 032	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat gyermek szemben	db	!	15 400
953 PA8 052	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat felnőtt bal oldal	db	!	22 600
953 PA8 062	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat felnőtt jobb oldal	db	!	23 000
953 PA8 072	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat gyermek bal oldal	db	!	18 200
953 PA9 082	Rtg pozicionáló - negatív fejlenyomat gyermek jobb oldal	db	!	18 200
953 PA9 092	Rtg pozicionáló - oldalirányú csecsemő	db	!	35 500
953 PA9 982	Rtg pozicionáló - hanyattirányú csecsemő	db	!	27 800
953 PA9 992	Rtg pozicionáló - hanyattirányú kisgyermek	db	!	41 300

Páciens matrac, rizsliszt zsák, sugárvédő függöny				
	<p>Páciens matrac: Melegedő habszivacs a röntgenasztalra, lemosható huzattal. Méret: normál 200 x 60 cm és 200 x 70 cm</p> <p>Rizsliszt zsák: lemosható SupraTex huzattal, külső anyag: SupraTex, színek: kék, további színek az általános ismertetőben a SupraTex színeknél.</p> <p>Sugárvédő függönyök: átjárók, bejárat és kapcsolófülke, elválasztó különböző munkaterületek között, ablak eltakaró. A sugárvédő függönyök könnyen elhúzhatóak, áthaladásnál könnyű félre húzni, nagyon hajlékony. Különösen könnyű két áthajtott függöny között áthaladni. Rögzítés: acél sín, görgőkkel, rögzítővel.</p>			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
952 RB 1510	Rizsliszt zsák 15x10 cm	db	!	9 600
952 RB 1530	Rizsliszt zsák 15x30 cm	db	!	11 500
952 RB 1550	Rizsliszt zsák 15x50 cm	db	!	13 000
952 RB 2010	Rizsliszt zsák 20x10 cm	db	!	10 100
952 RB 2030	Rizsliszt zsák 20x30 cm	db	!	12 000
952 RB 2040	Rizsliszt zsák 20x40 cm	db	!	12 500
952 RB 2050	Rizsliszt zsák 40x45 cm	db	!	13 900
952 RB 4045	Rizsliszt zsák 40x60 cm	db	!	20 200
951 PM 10200601	Páciens matrac 200 x 60 x 1 cm - Tex	db	!	45 600
951 PM 11200601	Páciens matrac 200 x 60 x 1 cm - SupraSoft	db	!	52 800
951 PM 20200502	Páciens matrac 200 x 50 x 2cm - Tex	db	!	45 600
951 PM 21200502	Páciens matrac 200 x 50 x 2cm - SupraSoft	db	!	60 000
951 PM 30180602	Páciens matrac 180 x 60 x 2cm - Tex	db	!	45 600
951 PM 31180602	Páciens matrac 180 x 60 x 2cm - SupraSoft	db	!	60 000
951 PM 40200602	Páciens matrac 200 x 60 x 2cm - Tex	db	!	50 400
951 PM 41200602	Páciens matrac 200 x 60 x 2cm - SupraSoft	db	!	64 800
951 PM 50220602	Páciens matrac 220 x 60 x 2cm - Tex	db	!	51 800
951 PM 51220602	Páciens matrac 220 x 60 x 2cm - SupraSoft	db	!	66 200
951 PM 60200605	Páciens matrac 200 x 60 x 5cm - Tex	db	!	84 000
951 PM 61200605	Páciens matrac 200 x 60 x 5cm - SupraSoft	db	!	98 400
951 PM 70200702	Páciens matrac 200 x 70 x 2cm - Tex	db	!	64 800
951 PM 71200702	Páciens matrac 200 x 70 x 2cm - SupraSoft	db	!	79 200
951 RM 60001222	Csúszásgátló szett páciens matrachoz (3 db)	db	!	7 200
970 RV 09080050	Röntgen védőfüggöny 90x80 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	
970 RV 10021025	Röntgen védőfüggöny 100x210 cm (sz/m) 0,25 Pb	db	!	
970 RV 10080050	Röntgen védőfüggöny 100x80 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	
970 RV 12016350	Röntgen védőfüggöny 120x163 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	
970 RV 12018050	Röntgen védőfüggöny 120x180 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	
970 RV 12020025	Röntgen védőfüggöny 120x200 cm (sz/m) 0,25 Pb +tartósín	db	!	
970 RV 12020035	Röntgen védőfüggöny 120x200 cm (sz/m) 0,35 Pb +tartósín	db	!	
970 RV 12020050	Röntgen védőfüggöny 120x200 cm (sz/m) 0,50 Pb +tartósín	db	!	
970 RV 14018050	Röntgen védőfüggöny 140x180 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	
970 RV 16019050	Röntgen védőfüggöny 160x190 cm (sz/m) 0,50 Pb +tartósín	db	!	
970 RV 26080050	Röntgen védőfüggöny 260x80 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	
970 RV 28080050	Röntgen védőfüggöny 280x80 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	
970 RV SG100	Védőfüggönyhöz tartósín görgőkkel 100 cm	db	!	
970 RV SG101	Védőfüggönyhöz tartósín görgőkkel 120 cm	db	!	
970 RV SG140	Védőfüggönyhöz tartósín görgőkkel 140 cm	db	!	
970 RV SG160	Védőfüggönyhöz tartósín görgőkkel 160 cm	db	!	
Kiegészítők, számok és betűk				
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
958 80000050	Védőruha tisztító és fertőtlenítő 500 ml.	db	!	12 000
958 80000051	Tépőzár-tisztító kefe	db	!	6 240
958 LOGO	Logo védőruhára	db	!	9 120
958 Stützgürtel	Gerinc-támasztó öv tépőzárral	db	!	40 300

	Ólombetűk és számok			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
959 B10 LR M	Betű L&R 10 mm mágneses	db	!	
959 B10 LR MA	Betű L&R matrica 10 mm	db	!	
959 B10 LR MB	Betű L&R 10 mm mágneses, Bucky asztalra	db	!	15 400
959 B15 L	Betű L 15 mm sárga	db	R	1 200
959 B15 R	Betű R 15 mm piros	db	R	1 200
959 B16 LR CH	Betű L&R láncon 16 mm	db	!	6 720
959 B16 LR CS	Betű L&R csíptetős 16 mm	db	!	6 720
959 BK 0726	Betűkészlet A-Z -ig 7,5 mm, 26 db	db	!	15 800
959 BK 1026	Betűkészlet A-Z -ig 10 mm, 26 db	db	!	18 700
959 BK 1526	Betűkészlet A-Z -ig 15 mm, 26 db	db	!	21 100
959 SZ 0713	Számok 0-9 -ig 7,5 mm, 13 db	db	!	10 100
959 SZ 1013	Számok 0-9 -ig 10 mm, 13 db	db	!	11 500
	Röntgen védőfal, ólomgumi, ólomüveg			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
971 BU 0104	Rtg védőfal 1r.gör.álló 100x200 (207cm) 1mmPb.30x40 üveg	db	!	
971 BU 0104 1	Rtg védőfal 1 r.görd. álló 100x150cm, 1mmPb, 30x40 üveg	db	!	
971 BU 0104 2	Rtg védőfal 1r.görd.álló 100x200cm (207cm) 1mmPb, üveg nélküli	db	!	
971 BU 0105	Rtg védőfal 3 r.görd. álló 60+80+60x200cm, 1mmPb, 30x40 üveg	db	!	
971 BU 0106	Rtg alsótest-védő gördíthető, állítható magasság, 0,75 Pb, 60x60 cm	db	!	
971 BU 0108	Rtg alsótest-védő gördíthető, nem áll.mag. félkör 0,75 Pb	db	!	
971 BU 0109	Rtg védőülés (defensor) görd. m/sz:980x880 1.00 Pb	db	!	
971 BU 0110	Rtg alsótest-védő gördíthető, nem áll.mag. félkör 0,5 Pb	db	!	
971 BU 0111	Rtg alsótest-védő gördíthető, nem áll.mag. félkör 0,75 Pb	db	!	
971 BU 0112	Rtg alsótest-védő gördíthető, nem áll.mag. félkör 1 mm Pb	db	!	
971 PB 100120	Ólomgumi bevonat nélküli Pb=0,25 mm (120x100 cm) (KHT)	db	!	
971 PB 10012005	Ólomgumi bevonat nélküli Pb=0,5 mm (120x100 cm) (KHT)	db	!	
971 PB 10060	ÓlomGumi bevont Pb=0,50mm (100x60 cm) (KHT)	db	!	
971 PB 120120	Ólomgumi vízlepergető anyaggal bevont Pb=0,5 mm (120x120 cm)	db	!	
971 PBG 3535	(Ólomüveg 35,5x35,5 cm 1,7 Pb, 5,0 ^{KHT}) -6,5 mm vastag	db	!	
971 PBG 3939	Ólomüveg 39x39 cm 1,7 Pb, 5,0-6,5 mm vastag	db	!	
980 LSZ 1621	Sötétkamara lámpához univerzális szűrő 16x21 cm (kék-zöld érz.)	db	!	
980 LUN 1621	Sötétkamra lámpa 230 V (univerzális szűrővel) 16x21 cm	db	!	
980 PN 2018	Zárt rendszerű beöntőszett, 2l-es zsák 1,8 m vezetékkel	db	!	
980 VB	Vízszűrő betét (10"/2,5"/50µm) Aquafilter	db	!	
	Az aktuális árról kérjen árajánlatot			