

Dr. GOOS röntgen védőruhák

Általános ismertető: A Dr. Goos röntgen védőruhák három féle sugárvédő anyaggal (normál, könnyített és ólommentes) rendelhetők. A külső borítóanyag két féle van, „SupraTex” és „SupraSoft”, tartós, jól tisztítható, a mai igényeknek megfelelően nagy a színválaszték. A termékek az IEC 61331-3: 1998, (DIN EN 61331-3: 2002) előírások szerint készülnek.

Védőanyag:

- o **SupraNorm (normál):** A védelem hagyományos ólomgumi, amelynek alapanyagát természetes kaucsuk és ólomoxidpor képezi. Sugárvédelemre kiváló. Ólomtartalmánál fogva súlya nagyobb az újonnan kifejlesztett anyagokénál. Környezetvédelmi szempontból elkülönítetten kezelendő!
- o **SupraLight (könnyített):** Könnyített ólomgumból készül, amelynek a súlya kb. 20%-kal kevesebb a hagyományos anyagnál, ezért hosszabb ideig tartó viselésre ajánljuk. Sugárvédelemre kiváló. Környezetvédelmi szempontból elkülönítetten kezelendő!
- o **SupraSine (ólommentes):** Ólom nélküli kifejlesztett védőanyag, amely a legújabb tudományos kutatások alapján készült, nagytisztaságú porított ón és kaucsukgumi felhasználásával. Mérgező anyagot nem tartalmaz. Sugárvédelemre kiváló. Környezetvédelmi okból ajánlott.

Borítóanyag:

- o **SupraTex**, a legmodernebb rugalmas, puha vinyl anyag, rendkívül változatos színekben, könnyen tisztítható, körben sötétkék nylonszegéssel.
- o **SupraSoft**, (új anyag) könnyen tisztítható, a sebészeti (C) kötény a továbbiakban ebből készül.


Választható színek

- o **SupraTex borítással:** szürke (21), királykék (**standard szín**) (22), tengerészkék (23), skarlátvörös (24), sárga (25), olajzöld (26), pink (27), bordó (28), ciklámen (29), türkizzöld (30), narancs (32), gyermekeknek sárga alapon elefántokkal.
- o **SupraSoft:** atólkék (40), világoskék (41), jupitervörös (42), mangrovezöld (42), bézs (44), ezüst (45) lagúnazöld (46), terranarancs (47), mályvalila (48), napsárga (49)



Megrendelések kérjük megadni (legjobb megoldás a listából, cikkszámmal együtt):


1: bőségre vonatkozó adatot. 2: kötény hosszát. 3: Pb réteget. 4: védőanyagot (pl- normál, könnyített, v. ólommentes).


5: színt, ha nem adjuk meg, a **22-es királykék a standard**. A szín kiválasztása nem jelent külön költséget!

| | Védőkötény (LM) front védelemmel normál | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---|--|--|
| <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Magasság (cm)</th> <th style="width: 50%;">Kötény-hossz</th> </tr> <tr> <td>145 - 155</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>155 - 165</td> <td>100 cm</td> </tr> <tr> <td>165 - 175</td> <td>110 cm</td> </tr> <tr> <td>175 - 185</td> <td>120 cm</td> </tr> <tr> <td>185 - 195</td> <td>130 cm</td> </tr> </table> | Magasság (cm) | Kötény-hossz | 145 - 155 | 90 cm | 155 - 165 | 100 cm | 165 - 175 | 110 cm | 175 - 185 | 120 cm | 185 - 195 | 130 cm | <p>Védőkötény Front védelemmel - Front Apron „LM”: A forma, a szabás és a tökéletes záródás miatt egy ideális kötény modell. A laza szabása, a jó illeszkedése és a praktikus zárja miatt olyan, mintha méretre szabott lenne. Könnyű a le- és felvétel. Magától értetődően ez a modell is a DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3:1998), illetve a RÖV és a PSA által bevizsgált.</p> <p>Méretek: kötényhossz: 90, 100, 110, 120, 130 cm. Vállbőség: 60, 60, 75 cm. Csípőbőség: 40, 48, 53 cm.</p> <p>Védelem (Pb): elől: 0,25 mm, 0,35 mm, 0,50 mm. Hátul: 0,25 mm</p> <p>Kivitel: normál, könnyített, ólommentes Standard szín: királykék</p> <p>Standard záródás: hátul keresztben tépőzárás, zárás a csípőn.</p> |  | |
| Magasság (cm) | Kötény-hossz | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 - 155 | 90 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 - 165 | 100 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 - 175 | 110 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 - 185 | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 - 195 | 130 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Cikkszám | megnevezés | | Nettó ár | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4025090 | Védőkötény (LM), "S" 090/0,25 Pb (normál) | db ! | 61 400 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4025100 | Védőkötény (LM), "S" 100/0,25 Pb (normál) | db ! | 65 300 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4025110 | Védőkötény (LM), "S" 110/0,25 Pb (normál) | db ! | 69 100 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4025120 | Védőkötény (LM), "S" 120/0,25 Pb (normál) | db ! | 73 000 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4035090 | Védőkötény (LM), "S" 090/0,35 Pb (normál) | db ! | 73 000 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4035100 | Védőkötény (LM), "S" 100/0,35 Pb (normál) | db ! | 76 800 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4035110 | Védőkötény (LM), "S" 110/0,35 Pb (normál) | db ! | 80 600 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4035120 | Védőkötény (LM), "S" 120/0,35 Pb (normál) | db ! | 84 500 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4050090 | Védőkötény (LM), "S" 090/0,50 Pb (normál) | db ! | 79 200 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4050100 | Védőkötény (LM), "S" 100/0,50 Pb (normál) | db ! | 83 000 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4050110 | Védőkötény (LM), "S" 110/0,50 Pb (normál) | db ! | 86 900 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4050120 | Védőkötény (LM), "S" 120/0,50 Pb (normál) | db ! | 90 700 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4825090 | Védőkötény (LM), "M" 090/0,25 Pb (normál) | db ! | 67 200 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4825100 | Védőkötény (LM), "M" 100/0,25 Pb (normál) | db ! | 72 000 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4825110 | Védőkötény (LM), "M" 110/0,25 Pb (normál) | db ! | 76 800 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4825120 | Védőkötény (LM), "M" 120/0,25 Pb (normál) | db ! | 81 600 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4825130 | Védőkötény (LM), "M" 130/0,25 Pb (normál) | db ! | 86 400 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4835090 | Védőkötény (LM), "M" 090/0,35 Pb (normál) | db ! | 78 700 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4835100 | Védőkötény (LM), "M" 100/0,35 Pb (normál) | db ! | 83 500 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4835110 | Védőkötény (LM), "M" 110/0,35 Pb (normál) | db ! | 88 300 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4835120 | Védőkötény (LM), "M" 120/0,35 Pb (normál) | db ! | 93 100 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4835130 | Védőkötény (LM), "M" 130/0,35 Pb (normál) | db ! | 97 900 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4850090 | Védőkötény (LM), "M" 090/0,50 Pb (normál) | db ! | 86 400 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4850100 | Védőkötény (LM), "M" 100/0,50 Pb (normál) | db ! | 91 200 | | | | | | | | | | | | |
| 930 LM1 4850110 | Védőkötény (LM), "M" 110/0,50 Pb (normál) | db ! | 96 000 | | | | | | | | | | | | |


| | | | | |
|-----------------|---|----|---|---------|
| 930 LM1 4850120 | Védőkötény (LM), "M" 120/0,50 Pb (normál) | db | ! | 101 000 |
| 930 LM1 4850130 | Védőkötény (LM), "M" 130/0,50 Pb (normál) | db | ! | 106 000 |
| 930 LM1 5325100 | Védőkötény (LM), "L" 100/0,25 Pb (normál) | db | ! | 84 000 |
| 930 LM1 5325110 | Védőkötény (LM), "L" 110/0,25 Pb (normál) | db | ! | 89 800 |
| 930 LM1 5325120 | Védőkötény (LM), "L" 120/0,25 Pb (normál) | db | ! | 95 500 |
| 930 LM1 5325130 | Védőkötény (LM), "L" 130/0,25 Pb (normál) | db | ! | 101 000 |
| 930 LM1 5335100 | Védőkötény (LM), "L" 100/0,35 Pb (normál) | db | ! | 98 900 |
| 930 LM1 5335110 | Védőkötény (LM), "L" 110/0,35 Pb (normál) | db | ! | 105 000 |
| 930 LM1 5335120 | Védőkötény (LM), "L" 120/0,35 Pb (normál) | db | ! | 110 000 |
| 930 LM1 5335130 | Védőkötény (LM), "L" 130/0,35 Pb (normál) | db | ! | 116 000 |
| 930 LM1 5350100 | Védőkötény (LM), "L" 100/0,50 Pb (normál) | db | ! | 109 000 |
| 930 LM1 5350110 | Védőkötény (LM), "L" 110/0,50 Pb (normál) | db | ! | 115 000 |
| 930 LM1 5350120 | Védőkötény (LM), "L" 120/0,50 Pb (normál) | db | ! | 121 000 |
| 930 LM1 5350130 | Védőkötény (LM), "L" 130/0,50 Pb (normál) | db | ! | 127 000 |
| 930 LM1 XL25100 | Védőkötény (LM), "XL" 100/0,25 Pb (normál) | db | ! | 91 200 |
| 930 LM1 XL25110 | Védőkötény (LM), "XL" 110/0,25 Pb (normál) | db | ! | 97 900 |
| 930 LM1 XL25120 | Védőkötény (LM), "XL" 120/0,25 Pb (normál) | db | ! | 105 000 |
| 930 LM1 XL25130 | Védőkötény (LM), "XL" 130/0,25 Pb (normál) | db | ! | 111 000 |
| 930 LM1 XL35100 | Védőkötény (LM), "XL" 100/0,35 Pb (normál) | db | ! | 108 000 |
| 930 LM1 XL35110 | Védőkötény (LM), "XL" 110/0,35 Pb (normál) | db | ! | 113 000 |
| 930 LM1 XL35120 | Védőkötény (LM), "XL" 120/0,35 Pb (normál) | db | ! | 120 000 |
| 930 LM1 XL35130 | Védőkötény (LM), "XL" 130/0,35 Pb (normál) | db | ! | 127 000 |
| 930 LM1 XL50100 | Védőkötény (LM), "XL" 100/0,50 Pb (normál) | db | ! | 118 000 |
| 930 LM1 XL50110 | Védőkötény (LM), "XL" 110/0,50 Pb (normál) | db | ! | 125 000 |
| 930 LM1 XL50120 | Védőkötény (LM), "XL" 120/0,50 Pb (normál) | db | ! | 132 000 |
| 930 LM1 XL50130 | Védőkötény (LM), "XL" 130/0,50 Pb (normál) | db | ! | 138 000 |
| | | | | |
| 930 LM2 4025090 | Védőkötény (LM), "S" 90/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 78 700 |
| 930 LM2 4025100 | Védőkötény (LM), "S" 100/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 82 600 |
| 930 LM2 4025110 | Védőkötény (LM), "S" 110/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 86 400 |
| 930 LM2 4025120 | Védőkötény (LM), "S" 120/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 90 200 |
| 930 LM2 4035090 | Védőkötény (LM), "S" 90/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 90 700 |
| 930 LM2 4035100 | Védőkötény (LM), "S" 100/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 94 600 |
| 930 LM2 4035110 | Védőkötény (LM), "S" 110/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 98 400 |
| 930 LM2 4035120 | Védőkötény (LM), "S" 120/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 102 000 |
| 930 LM2 4050090 | Védőkötény (LM), "S" 90/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 97 400 |
| 930 LM2 4050100 | Védőkötény (LM), "S" 100/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 101 000 |
| 930 LM2 4050110 | Védőkötény (LM), "S" 110/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 105 000 |
| 930 LM2 4050120 | Védőkötény (LM), "S" 120/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 109 000 |
| 930 LM2 4825090 | Védőkötény (LM), "M" 90/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 82 100 |
| 930 LM2 4825100 | Védőkötény (LM), "M" 100/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 86 900 |
| 930 LM2 4825110 | Védőkötény (LM), "M" 110/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 91 700 |
| 930 LM2 4825120 | Védőkötény (LM), "M" 120/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 96 500 |
| 930 LM2 4825130 | Védőkötény (LM), "M" 130/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 101 000 |
| 930 LM2 4835090 | Védőkötény (LM), "M" 90/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 95 000 |
| 930 LM2 4835100 | Védőkötény (LM), "M" 100/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 99 800 |
| 930 LM2 4835110 | Védőkötény (LM), "M" 110/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 105 000 |
| 930 LM2 4835120 | Védőkötény (LM), "M" 120/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 109 000 |
| 930 LM2 4835130 | Védőkötény (LM), "M" 130/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 114 000 |
| 930 LM2 4850090 | Védőkötény (LM), "M" 90/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 107 000 |
| 930 LM2 4850100 | Védőkötény (LM), "M" 100/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 112 000 |
| 930 LM2 4850110 | Védőkötény (LM), "M" 110/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 117 000 |
| 930 LM2 4850120 | Védőkötény (LM), "M" 120/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 121 000 |
| 930 LM2 4850130 | Védőkötény (LM), "M" 130/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 126 000 |
| 930 LM2 5325100 | Védőkötény (LM), "L" 100/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 98 900 |
| 930 LM2 5325110 | Védőkötény (LM), "L" 110/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 105 000 |
| 930 LM2 5325120 | Védőkötény (LM), "L" 120/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 110 000 |
| 930 LM2 5325130 | Védőkötény (LM), "L" 130/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 116 000 |

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| 930 LM2 5335100 | Védőkötény (LM), "L" 100/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 113 000 |
| 930 LM2 5335110 | Védőkötény (LM), "L" 110/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 119 000 |
| 930 LM2 5335120 | Védőkötény (LM), "L" 120/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 125 000 |
| 930 LM2 5335130 | Védőkötény (LM), "L" 130/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 131 000 |
| 930 LM2 5350100 | Védőkötény (LM), "L" 100/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 124 000 |
| 930 LM2 5350110 | Védőkötény (LM), "L" 110/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 130 000 |
| 930 LM2 5350120 | Védőkötény (LM), "L" 120/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 136 000 |
| 930 LM2 5350130 | Védőkötény (LM), "L" 130/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 142 000 |
| 930 LM2 XL25100 | Védőkötény (LM), "XL" 100/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 108 000 |
| 930 LM2 XL25110 | Védőkötény (LM), "XL" 110/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 115 000 |
| 930 LM2 XL25120 | Védőkötény (LM), "XL" 120/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 122 000 |
| 930 LM2 XL25130 | Védőkötény (LM), "XL" 130/0,25 Pb (könnyített) | db | ! | 129 000 |
| 930 LM2 XL35100 | Védőkötény (LM), "XL" 100/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 130 000 |
| 930 LM2 XL35110 | Védőkötény (LM), "XL" 110/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 137 000 |
| 930 LM2 XL35120 | Védőkötény (LM), "XL" 120/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 144 000 |
| 930 LM2 XL35130 | Védőkötény (LM), "XL" 130/0,35 Pb (könnyített) | db | ! | 150 000 |
| 930 LM2 XL50100 | Védőkötény (LM), "XL" 100/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 146 000 |
| 930 LM2 XL50110 | Védőkötény (LM), "XL" 110/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 153 000 |
| 930 LM2 XL50120 | Védőkötény (LM), "XL" 120/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 160 000 |
| 930 LM2 XL50130 | Védőkötény (LM), "XL" 130/0,50 Pb (könnyített) | db | ! | 167 000 |
| | Védőkötény (BV) képerősítőhöz könnyített | | | |
| Magasság (cm) | ötény-hossz | Védőkötény képerősítőhöz - Image Intensifier Apron „BV”: Képerősítő előtt végzett munkához, középső részen függőlegesen, fentről lefele megerősített védőcsikkal (0,35 Pb). Ujjatlan kivitel, ami lehetővé teszi a könnyű le- és felvételt, váll és hát védelem. | |  |
| 145 - 155 | 90 cm | Védelem (Pb): elől: 0,25 mm, elől középső sáv: 0,35 mm. Hátul: 0,25 mm | | |
| 155 - 165 | 100 cm | Standard szín: királykék Kivitel: könnyített | | |
| 165 - 175 | 110 cm | Standard záródás: hátul keresztben tépőzárás, zárás a csípőn. | | |
| 175 - 185 | 120 cm | | | |
| 185 - 195 | 130 cm | | | |
| Cikkszám | megnevezés | | | Nettó ár |
| 931 BV 4025090 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 090/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 84 500 |
| 931 BV 4025100 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 100/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 88 300 |
| 931 BV 4025110 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 110/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 92 200 |
| 931 BV 4025120 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 120/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 96 000 |
| 931 BV 4025130 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 130/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 99 800 |
| 931 BV 4825090 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 090/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 92 200 |
| 931 BV 4825100 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 100/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 97 000 |
| 931 BV 4825110 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 110/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 102 000 |
| 931 BV 4825120 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 120/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 107 000 |
| 931 BV 4825130 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 130/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 111 000 |
| 931 BV 5325100 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 100/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 102 000 |
| 931 BV 5325110 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 110/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 108 000 |
| 931 BV 5325120 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 120/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 114 000 |
| 931 BV 5325130 | Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 130/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 120 000 |
| | Védőkötény (C) sebészeti könnyített | | | |
| Magasság (cm) | Kötény-hossz | Sebészeti védőkötény - Surgical Special Apron „C”: Speciális sebészeti kötény: a steril sebészeti ruha alá használható. Könnyű a le- és felvétele, anélkül, hogy a steril ruhát le kellene venni. | |  |
| 145 - 155 | 90 cm | Védelem (Pb): elől: 0,25 mm, 0,35 mm, 0,50 mm. Hátul: 0,25 mm | | |
| 155 - 165 | 100 cm | Borítóanyag: SupraSoft | | |
| 165 - 175 | 110 cm | Színek: atollkék (40), világoskék (41), jupitervörös (42), mangrovezöld (42), bézs (44), ezüst (45) lagúnazöld (46), terranarancs (47), mályvalilla (48), napsárga (49) | | |
| 175 - 185 | 120 cm | Standard szín: atollkék (40) Kivitel: könnyített | | |
| 185 - 195 | 130 cm | Standard záródás: hátul keresztben tépőzárás, zárás a csípőn. | | |
| Cikkszám | megnevezés | | | Nettó ár |
| 932 C 4825090 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 090/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 72 500 |
| 932 C 4825100 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 77 300 |
| 932 C 4825110 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 82 100 |
| 932 C 4825120 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 86 900 |
| 932 C 4825130 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 130/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 91 700 |

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|-----------------|--|
| 932 C 4835090 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 090/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 83 500 | |
| 932 C 4835100 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 88 300 | |
| 932 C 4835110 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 93 100 | |
| 932 C 4835120 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 97 900 | |
| 932 C 4835130 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 130/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 103 000 | |
| 931 C 4850090 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 90/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 97 400 | |
| 932 C 4850100 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 102 000 | |
| 932 C 4850110 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 107 000 | |
| 932 C 4850120 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 112 000 | |
| 932 C 4850130 | Védőkötény (C) sebészeti "M" 130/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 117 000 | |
| 932 C 5325100 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 86 400 | |
| 932 C 5325110 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 92 200 | |
| 932 C 5325120 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 97 900 | |
| 932 C 5325130 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 130/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 104 000 | |
| 932 C 5335100 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 104 000 | |
| 932 C 5335110 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 110 000 | |
| 932 C 5335120 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 116 000 | |
| 932 C 5335130 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 130/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 121 000 | |
| 932 C 5350100 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 119 000 | |
| 932 C 5350110 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 125 000 | |
| 932 C 5350120 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 131 000 | |
| 932 C 5350130 | Védőkötény (C) sebészeti "L" 130/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 136 000 | |
| | Védőkabát (CA) körkörös védelemmel normál | | | | |
| Magasság (cm) | ötény- hossz | Körkörös védelem (Coat Apron: CA) Kifejezetten előnyös kardiológiai vizsgálatokhoz. A beépített vállbéléssel és az övvel csökkenteni a vállakra gyakorolt nyomást. Védelem (Pb): elől/hátul: 0,25/0,25Pb, 0,35/0,35Pb, 0,50/0,50Pb, 0,35/0,25Pb, 0,50/0,25Pb, 0,50/0,35Pb Méret: S (körméret) = 110-120 cm. M = 121-130 cm. L = 131-140 cm. Kivitel: normál és könnyített Standard szín: királykék. Záródás: 3 vízszintes és 1 függőleges tépőzárral, valamint 15 cm széles, kapcsos övvel (az öv színe: 23: tengerészkek). | | |  |
| | | | | | |
| Cikkszám | megnevezés | | | Nettó ár | |
| 933 CA1 321S090 | Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 152 000 | |
| 933 CA1 321S100 | Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 158 000 | |
| 933 CA1 321S110 | Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 165 000 | |
| 933 CA1 321S120 | Védőkabát (CA) 120 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 172 000 | |
| 933 CA1 322M090 | Védőkabát (CA) 090 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 161 000 | |
| 933 CA1 322M100 | Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 169 000 | |
| 933 CA1 322M110 | Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 175 000 | |
| 933 CA1 322M120 | Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 185 000 | |
| 933 CA1 322M130 | Védőkabát (CA) 130 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 193 000 | |
| 933 CA1 323L100 | Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 195 000 | |
| 933 CA1 323L110 | Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 205 000 | |
| 933 CA1 323L120 | Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 216 000 | |
| 933 CA1 323L130 | Védőkabát (CA) 130 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 226 000 | |
| 933 CA1 35XL100 | Védőkabát (CA) 100 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 223 000 | |
| 933 CA1 35XL110 | Védőkabát (CA) 110 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 235 000 | |
| 933 CA1 35XL120 | Védőkabát (CA) 120 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 247 000 | |
| 933 CA1 35XL130 | Védőkabát (CA) 130 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 259 000 | |
| 933 CA1 521S090 | Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 180 000 | |
| 933 CA1 521S100 | Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 187 000 | |
| 933 CA1 521S110 | Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 194 000 | |
| 933 CA1 521S120 | Védőkabát (CA) 120 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 201 000 | |
| 933 CA1 522M090 | Védőkabát (CA) 090 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 189 000 | |
| 933 CA1 522M100 | Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 197 000 | |
| 933 CA1 522M110 | Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 205 000 | |
| 933 CA1 522M120 | Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 213 000 | |
| 933 CA1 522M130 | Védőkabát (CA) 130 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 221 000 | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------|---|
| 933 CA1 523L100 | Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 226 000 | |
| 933 CA1 523L110 | Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 236 000 | |
| 933 CA1 523L120 | Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 246 000 | |
| 933 CA1 523L130 | Védőkabát (CA) 130 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 256 000 | |
| 933 CA1 52XL100 | Védőkabát (CA) 100 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 258 000 | |
| 933 CA1 52XL110 | Védőkabát (CA) 110 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 270 000 | |
| 933 CA1 52XL120 | Védőkabát (CA) 120 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 282 000 | |
| 933 CA1 52XL130 | Védőkabát (CA) 130 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 294 000 | |
| Védőkabát (CA) körkörös védelemmel könnyített | | | | | |
| Cikkszám | megnevezés | | | Nettó ár | |
| 933 CA2 321S090 | Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 169 000 | |
| 933 CA2 321S100 | Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 176 000 | |
| 933 CA2 321S110 | Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 183 000 | |
| 933 CA2 321S120 | Védőkabát (CA) 120 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 191 000 | |
| 933 CA2 322M090 | Védőkabát (CA) 090 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 178 000 | |
| 933 CA2 322M100 | Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 186 000 | |
| 933 CA2 322M110 | Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 195 000 | |
| 933 CA2 322M120 | Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 204 000 | |
| 933 CA2 322M130 | Védőkabát (CA) 130 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 212 000 | |
| 933 CA2 323L100 | Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 220 000 | |
| 933 CA2 323L110 | Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 230 000 | |
| 933 CA2 323L120 | Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 240 000 | |
| 933 CA2 323L130 | Védőkabát (CA) 130 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 250 000 | |
| 933 CA2 32XL100 | Védőkabát (CA) 100 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 219 000 | |
| 933 CA2 32XL110 | Védőkabát (CA) 110 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 230 000 | |
| 933 CA2 32XL120 | Védőkabát (CA) 120 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 242 000 | |
| 933 CA2 32XL130 | Védőkabát (CA) 130 cm "XL" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 253 000 | |
| 933 CA2 521S090 | Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 203 000 | |
| 933 CA2 521S100 | Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 210 000 | |
| 933 CA2 521S110 | Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 217 000 | |
| 933 CA2 521S120 | Védőkabát (CA) 120 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 225 000 | |
| 933 CA2 522M090 | Védőkabát (CA) 090 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 215 000 | |
| 933 CA2 522M100 | Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 224 000 | |
| 933 CA2 522M110 | Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 232 000 | |
| 933 CA2 522M120 | Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 241 000 | |
| 933 CA2 522M130 | Védőkabát (CA) 130 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 250 000 | |
| 933 CA2 523L100 | Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 252 000 | |
| 933 CA2 523L110 | Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 262 000 | |
| 933 CA2 523L120 | Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 272 000 | |
| 933 CA2 523L130 | Védőkabát (CA) 130 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 282 000 | |
| 933 CA2 52XL100 | Védőkabát (CA) 100 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 265 000 | |
| 933 CA2 52XL110 | Védőkabát (CA) 110 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 276 000 | |
| 933 CA2 52XL120 | Védőkabát (CA) 120 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 288 000 | |
| 933 CA2 52XL130 | Védőkabát (CA) 130 cm "XL" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 300 000 | |
| Duplaköpeny (SD) körkörös védelemmel normál | | | | | |
| Magasság (cm) | Kötény-hossz | Duplaköpeny körkörös védelemmel - Special Coat Apron „SD”: a vállbélés és az öv csökkenti a vállakra gyakorolt nyomást. Védelem (Pb): elől: 0,50 mm Pb. Hátul: 0,25 mm Pb. Méret: S mellbőség = 107 cm. M = 117 cm. L = 127 cm. Kivitel: normál, könnyített, ólommentes Standard szín: királykék Záródás: 3 vízszintes és 1 függőleges tépőzárral, valamint 15 cm széles, kapcsos övvel (az öv színe: 23: tengerészkek). | | |  |
| 145 - 155 | 90 cm | | | | |
| 155 - 165 | 100 cm | | | | |
| 165 - 175 | 110 cm | | | | |
| 175 - 185 | 120 cm | | | | |
| 185 - 195 | 130 cm | | | | |
| Cikkszám | megnevezés | | | Nettó ár | |
| 934 SD1 3507090 | Duplaköpeny (SD) méret:107/090/S 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 149 000 | |
| 934 SD1 3507100 | Duplaköpeny (SD) méret:107/100/S 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 156 000 | |
| 934 SD1 3507110 | Duplaköpeny (SD) méret:107/110/S 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 164 000 | |
| 934 SD1 3507120 | Duplaköpeny (SD) méret:107/120/S 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 171 000 | |

| | | | | |
|-----------------|---|----|---|----------|
| 934 SD1 3517100 | Duplaköpeny (SD) méret:117/100/M 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 162 000 |
| 934 SD1 3517110 | Duplaköpeny (SD) méret:117/110/M 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 170 000 |
| 934 SD1 3517120 | Duplaköpeny (SD) méret:117/120/M 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 179 000 |
| 934 SD1 3517130 | Duplaköpeny (SD) méret:117/130/M 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 188 000 |
| 934 SD1 3527100 | Duplaköpeny (SD) méret:127/100/L 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 170 000 |
| 934 SD1 3527110 | Duplaköpeny (SD) méret:127/110/L 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 180 000 |
| 934 SD1 3527120 | Duplaköpeny (SD) méret:127/120/L 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 191 000 |
| 934 SD1 3527130 | Duplaköpeny (SD) méret:127/130/L 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 201 000 |
| 934 SD1 35XL100 | Duplaköpeny (SD) méret:137/100/XL 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 176 000 |
| 934 SD1 35XL110 | Duplaköpeny (SD) méret:137/110/XL 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 188 000 |
| 934 SD1 35XL120 | Duplaköpeny (SD) méret:137/120/XL 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 199 000 |
| 934 SD1 35XL130 | Duplaköpeny (SD) méret:137/130/XL 35/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 211 000 |
| | | | | |
| 934 SD2 5007090 | Duplaköpeny (SD) méret:107/090/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 166 000 |
| 934 SD2 5007100 | Duplaköpeny (SD) méret:107/100/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 173 000 |
| 934 SD2 5007110 | Duplaköpeny (SD) méret:107/110/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 180 000 |
| 934 SD2 5007120 | Duplaköpeny (SD) méret:107/120/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 188 000 |
| 934 SD2 5017100 | Duplaköpeny (SD) méret:117/100/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 180 000 |
| 934 SD2 5017110 | Duplaköpeny (SD) méret:117/110/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 189 000 |
| 934 SD2 5017120 | Duplaköpeny (SD) méret:117/120/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 197 000 |
| 934 SD2 5017130 | Duplaköpeny (SD) méret:117/130/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 206 000 |
| 934 SD2 5027100 | Duplaköpeny (SD) méret:127/100/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 204 000 |
| 934 SD2 5027110 | Duplaköpeny (SD) méret:127/110/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 214 000 |
| 934 SD2 5027120 | Duplaköpeny (SD) méret:127/120/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 224 000 |
| 934 SD2 5027130 | Duplaköpeny (SD) méret:127/130/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 234 000 |
| 934 SD2 50XL100 | Duplaköpeny (SD) méret:137/100/XL 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 196 000 |
| 934 SD2 50XL110 | Duplaköpeny (SD) méret:137/110/XL 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 208 000 |
| 934 SD2 50XL120 | Duplaköpeny (SD) méret:137/120/XL 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 219 000 |
| 934 SD2 50XL130 | Duplaköpeny (SD) méret:137/130/XL 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos | db | ! | 231 000 |
| | | | | |
| | Duplaköpeny (SD) körkörös védelemmel könnyített | | | |
| Cikkszám | megnevezés | | | Nettó ár |
| 934 SD3 3507090 | Duplaköpeny (SD) méret:107/090/S 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 182 000 |
| 934 SD3 3507100 | Duplaköpeny (SD) méret:107/100/S 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 189 000 |
| 934 SD3 3507110 | Duplaköpeny (SD) méret:107/110/S 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 196 000 |
| 934 SD3 3507120 | Duplaköpeny (SD) méret:107/120/S 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 204 000 |
| 934 SD3 3517100 | Duplaköpeny (SD) méret:117/100/M 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 181 000 |
| 934 SD3 3517110 | Duplaköpeny (SD) méret:117/110/M 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 190 000 |
| 934 SD3 3517120 | Duplaköpeny (SD) méret:117/120/M 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 198 000 |
| 934 SD3 3517130 | Duplaköpeny (SD) méret:127/130/M 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 207 000 |
| 934 SD3 3527100 | Duplaköpeny (SD) méret:127/100/L 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 193 000 |
| 934 SD3 3527110 | Duplaköpeny (SD) méret:127/110/L 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 204 000 |
| 934 SD3 3527120 | Duplaköpeny (SD) méret:127/120/L 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 214 000 |
| 934 SD3 3527130 | Duplaköpeny (SD) méret:127/130/L 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 224 000 |
| 934 SD3 35XL100 | Duplaköpeny (SD) méret:137/100/XL 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 201 000 |
| 934 SD3 35XL110 | Duplaköpeny (SD) méret:137/110/XL 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 212 000 |
| 934 SD3 35XL120 | Duplaköpeny (SD) méret:137/120/XL 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 224 000 |
| 934 SD3 35XL130 | Duplaköpeny (SD) méret:137/130/XL 35/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 235 000 |
| | | | | |
| 934 SD4 5007090 | Duplaköpeny (SD) méret:107/090/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 189 000 |
| 934 SD4 5007100 | Duplaköpeny (SD) méret:107/100/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 196 000 |
| 934 SD4 5007110 | Duplaköpeny (SD) méret:107/110/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 204 000 |
| 934 SD4 5007120 | Duplaköpeny (SD) méret:107/120/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 211 000 |
| 934 SD4 5017100 | Duplaköpeny (SD) méret:117/100/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 202 000 |
| 934 SD4 5017110 | Duplaköpeny (SD) méret:117/110/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 210 000 |
| 934 SD4 5017120 | Duplaköpeny (SD) méret:117/120/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 219 000 |
| 934 SD4 5017130 | Duplaköpeny (SD) méret:127/130/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 228 000 |
| 934 SD4 5027100 | Duplaköpeny (SD) méret:127/100/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 215 000 |

| | | | | |
|---|--|----|---|---|
| 934 SD4 5027110 | Duplaköpeny (SD) méret:127/110/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 225 000 |
| 934 SD4 5027120 | Duplaköpeny (SD) méret:127/120/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 235 000 |
| 934 SD4 5027130 | Duplaköpeny (SD) méret:127/130/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 245 000 |
| 934 SD4 50XL100 | Duplaköpeny (SD) méret:137/100/XL 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 222 000 |
| 934 SD4 50XL110 | Duplaköpeny (SD) méret:137/110/XL 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 234 000 |
| 934 SD4 50XL120 | Duplaköpeny (SD) méret:137/120/XL 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 245 000 |
| 934 SD4 50XL130 | Duplaköpeny (SD) méret:137/130/XL 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos | db | ! | 257 000 |
| | Szoknya-mellény (RW) kombináció normál | | | |
| Méret: mellbőség/ SML csípőbőség (cm) | Szoknya-mellény kombináció, körkörös védelem (Skirt and West „RW”) Ennél a modellnél a szoknyát és a mellényt egyénileg lehet méret illetve alak szerint rendelni! Ekkor külön-külön minden méretet meg kell adni. Védelem (Pb): elől: 0,25 mm, átlapolva 0,50 mm. Hátul: 0,25 mm Pb. Mellényméret: S mellbőség = 107 cm. M = 117 cm. L = 127 cm. Szoknyaméret: S = (hossz: 55, 60, 65 cm. Csípőméret: 98) M = (hossz: 55, 60, 65, 70. Csípő: 108) L = (hossz: 60, 65, 70. Csípő: 118) Standard szín: királykék Kivitel: normál Záródás: Tépőzár és kapcsos öv kombi. | | |  |
| Cikkszám | megnevezés | | | Nettó ár |
| 935 W1 18W60 0 | Mellény 1 rész [W] "S" hossz 60cm, (mell:107cm) 35/25 Pb. - Normál | db | ! | 66 700 |
| 935 W1 18W60 1 | Mellény 1 rész [W] "M" hossz 60cm, (mell:117cm) 35/25 Pb. - Normál | db | ! | 72 500 |
| 935 W1 18W60 2 | Mellény 1 rész [W] "L" hossz 60cm, (mell:127cm), 35/25 Pb. - Normál | db | ! | 78 200 |
| 935 W1 18W60 XL | Mellény 1 rész [W] "XL" hossz 60cm, (mell:137cm) 35/25 Pb. - Normál | db | ! | 84 000 |
| 935 W1 28W60 0 | Mellény 1 rész [W] "S" hossz 60cm, (mell:107cm) 50/25 Pb. - Normál | db | ! | 74 400 |
| 935 W1 28W60 1 | Mellény 1 rész [W] "M" hossz 60cm, (mell:117cm) 50/25 Pb. - Normál | db | ! | 80 200 |
| 935 W1 28W60 2 | Mellény 1 rész [W] "L" hossz 60cm, (mell:127cm), 50/25 Pb. - Normál | db | ! | 85 900 |
| 935 W1 28W60 XL | Mellény 1 rész [W] "XL" hossz 60cm, (mell:137cm) 50/25 Pb. - Normál | db | ! | 91 700 |
| 935 W2 28W60 0 | Mellény 1 rész [W] "S" hossz 60cm, (mell:107cm) 35/25 Pb - Könnyített | db | ! | 74 900 |
| 935 W2 28W60 1 | Mellény 1 rész [W] "M" hossz 60cm, (mell:117cm) 35/25 Pb - Könnyített | db | ! | 79 700 |
| 935 W2 28W60 2 | Mellény 1 rész [W] "L" hossz 60cm, (mell:127cm), 35/25 Pb - Könnyített | db | ! | 85 400 |
| 935 W2 28W60 XL | Mellény 1 rész [W] "XL" hossz 60cm, (mell:137cm) 35/25 Pb - Könnyített | db | ! | 91 200 |
| 935 W2 38W60 0 | Mellény 1 rész [W] "S" hossz 60cm, (mell:107cm) 50/25 Pb - Könnyített | db | ! | 82 600 |
| 935 W2 38W60 1 | Mellény 1 rész [W] "M" hossz 60cm, (mell:117cm) 50/25 Pb - Könnyített | db | ! | 88 300 |
| 935 W2 38W60 2 | Mellény 1 rész [W] "L" hossz 60cm, (mell:127cm), 50/25 Pb - Könnyített | db | ! | 94 100 |
| 935 W2 38W60 XL | Mellény 1 rész [W] "XL" hossz 60cm, (mell:137cm) 50/25 Pb - Könnyített | db | ! | 99 800 |
| 936 R1 08R55 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:55 cm, (derék 72-82) 35/25Pb - Normál | db | ! | 83 500 |
| 936 R1 08R60 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:60 cm, (derék 72-82) 35/25Pb - Normál | db | ! | 88 300 |
| 936 R1 08R65 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:65 cm, (derék 72-82) 35/25Pb - Normál | db | ! | 93 100 |
| 936 R1 08R70 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:70 cm, (derék 72-82) 35/25Pb - Normál | db | ! | 97 900 |
| 936 R1 18R55 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:55 cm, (derék 80-90) 35/25Pb - Normál | db | ! | 90 200 |
| 936 R1 18R60 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:60 cm, (derék 80-90) 35/25Pb - Normál | db | ! | 95 500 |
| 936 R1 18R65 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:65 cm, (derék 80-90) 35/2 Pb - Normál | db | ! | 101 000 |
| 936 R1 18R70 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:70 cm, (derék 80-90) 35/25Pb - Normál | db | ! | 106 000 |
| 936 R1 18R75 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:75 cm, (derék 80-90) 35/25Pb - Normál | db | ! | 111 000 |
| 936 R1 28R60 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:60cm, (derék 95-105) 35/25Pb - Normál | db | ! | 97 000 |
| 936 R1 28R65 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:65cm, (derék 95-105) 35/25Pb - Normál | db | ! | 103 000 |
| 936 R1 28R70 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:70cm, (derék 95-105) 35/25Pb - Normál | db | ! | 108 000 |
| 936 R1 28R75 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:75cm, (derék 95-105) 35/25Pb - Normál | db | ! | 114 000 |
| 936 R1 38R60 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:60cm, (derék 105-115) 35/25Pb - Normál | db | ! | 104 000 |
| 936 R1 38R65 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:65cm, (derék 105-115) 35/25Pb - Normál | db | ! | 111 000 |
| 936 R1 38R70 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:70cm, (derék 105-115) 35/25Pb - Normál | db | ! | 118 000 |
| 936 R1 38R75 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:75cm, (derék 105-115) 35/25Pb - Normál | db | ! | 125 000 |
| 936 R4 08R55 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:55 cm, (derék 72-82) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 107 000 |
| 936 R4 08R60 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:60 cm, (derék 72-82) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 112 000 |
| 936 R4 08R65 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:65 cm, (derék 72-82) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 117 000 |
| 936 R4 08R70 0 | Szoknya 1 rész [R] "S" hossz:70 cm, (derék 72-82) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 121 000 |
| 936 R4 18R55 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:55 cm, (derék 80-90) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 113 000 |

| | | | | |
|-----------------|---|----|---|---------|
| 936 R4 18R60 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:60 cm, (derék 80-90) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 119 000 |
| 936 R4 18R65 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:65 cm, (derék 80-90) 35/2 Pb - Könnyített | db | ! | 124 000 |
| 936 R4 18R70 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:70 cm, (derék 80-90) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 129 000 |
| 936 R4 18R75 1 | Szoknya 1 rész [R] "M" hossz:75 cm, (derék 80-90) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 134 000 |
| 936 R4 28R60 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:60cm, (derék 95-105) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 121 000 |
| 936 R4 28R65 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:65cm, (derék 95-105) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 127 000 |
| 936 R4 28R70 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:70cm, (derék 95-105) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 132 000 |
| 936 R4 28R75 2 | Szoknya 1 rész [R] "L" hossz:75cm, (derék 95-105) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 138 000 |
| 936 R4 38R60 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:60cm, (derék 105-115) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 130 000 |
| 936 R4 38R65 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:65cm, (derék 105 -115) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 137 000 |
| 936 R4 38R70 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:70cm, (derék 105-115) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 144 000 |
| 936 R4 38R75 XL | Szoknya 1 rész [R] "XL" hossz:75cm, (derék 105 -115) 50/25Pb - Könnyített | db | ! | 151 000 |
| | | | | |
| 937 SV2 15055 0 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "S" R55/W107 50/25 Pb - Normál | db | ! | 167 000 |
| 937 SV2 15060 0 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "S" S60/W107 50/25 Pb - Normál | db | ! | 171 000 |
| 937 SV2 15065 0 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "S" S65/W107 50/25 Pb - Normál | db | ! | 176 000 |
| 937 SV2 15070 0 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "S" S70/W107 50/25 Pb - Normál | db | ! | 181 000 |
| 937 SV2 25055 1 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "M" S55/W117 50/25 Pb - Normál | db | ! | 179 000 |
| 937 SV2 25060 1 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "M" S60/W117 50/25 Pb - Normál | db | ! | 184 000 |
| 937 SV2 25065 1 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "M" S65/W117 50/25 Pb - Normál | db | ! | 190 000 |
| 937 SV2 25070 1 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "M" S70/W117 50/25 Pb - Normál | db | ! | 195 000 |
| 937 SV2 25075 1 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "M" S70/W117 50/25 Pb - Normál | db | ! | 200 000 |
| 937 SV2 35060 2 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "L" S60/W127 50/25 Pb - Normál | db | ! | 192 000 |
| 937 SV2 35065 2 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "L" S65/W127 50/25 Pb - Normál | db | ! | 197 000 |
| 937 SV2 35070 2 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "L" S70/W127 50/25 Pb - Normál | db | ! | 203 000 |
| 937 SV2 35075 2 | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "L" S75/W127 50/25 Pb - Normál | db | ! | 209 000 |
| 937 SV2 45060 X | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "XL" S60/W137 50/25 Pb - Normál | db | ! | 204 000 |
| 937 SV2 45065 X | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "XL" S65/W137 50/25 Pb - Normál | db | ! | 211 000 |
| 937 SV2 45070 X | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "XL" S70/W137 50/25 Pb - Normál | db | ! | 218 000 |
| 937 SV2 45075 X | Szoknya-mellény 2 részes (SV) "XL" S75/W137 50/25 Pb - Normál | db | ! | 226 000 |