





Röntgen filmelőhívó automaták

PROTEC lapfilm, rollfilm és mammográfiás előhívók		
Típus	Megnevezés	Nettó ár
	Kis helyigényű, teljesen automatikus készülékek. A gép keringteti, automatikusan utántölti és stabil hőmérsékleten tartja az előhívó folyadékot, beépített start-stop, stand-by, antioxidációs és antikristalizációs program. A precíziós, hengerosos filmtovábbító rendszernek köszönhetően a roll-, és a lapfilmek előhívására is alkalmasak.	
ECOMAX standard+állvány	Kapacitás: 50 db 35x35 film/óra, Kidolgozási idő: 100 sec. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	1 456 000
OPTIMAX standard+állvány	Kapacitás: 92 db 35x35 film/óra Kidolgozási idő: 105s, MA: 105s - 135s - 165s. Min. formátum: 10x10 Max.formátum: 35,6x43,2	1 850 000
OPTIMAX rollfilmre+állvány	Kapacitás: 30 m/óra Kidolgozási idő: 105s. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	
OPTIMAX MA+állvány	Kapacitás: 195 db 18x24 film/óra (két film paralel) Kidolgozási idő 90 -180 sec-ig.	1 901 000
OPTIMAX 2010 standard+állvány	Kapacitás: 98 db 35x35 film/óra Kidolgozási idő 90 -180 sec-ig. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	2 262 000
COMPACT 2 standard+állvány	Kapacitás: 300 db 35x35 film/óra Kidolgozási idő 1-5 perc, 5 program. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	2 914 000
COMPACT 2 rollfilmre+állvány	Kapacitás: 93 m/óra Kidolgozási idő 1-5 perc, 5 program. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2 és rollfilm	
NDT filmelőhívó automata		
	A készülék mikroprocessor-vezérelt, beépített start-stop, valamint antioxidációs és antikristalizációs programmal rendelkezik, folyamatosan (24 órás üzemben) bekapcsolt állapotban tartható. Öt program-memóriát tartalmaz, melyek szabadon változtathatók. A programozás, a programok közötti váltás rendkívül egyszerű és nagyméretű, sötétben is jól látható display segíti a munkát. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	
OPTIMAX 2010 NDT +állvány	OPTIMAX 2010 NDT filmelőhívó (25 lit.reg.tartály) Kidolgozási idő 1,5-10 perc	2 856 000
COMPACT 2 NDT +állvány	Kidolgozási idő 2-10 perc,	3 076 000

A filmelőhívó automaták ára tartalmazza a helyszínrre szállítást, valamint a filmelőhívó automaták letelepítésének költségét is!